



29 MARCH 2025

# Teeth Jocker

全ての人に健康と音楽を



全ての人に健康と音楽を



speaker


button

電源

圧力センサー

timer

3軸加速度センサー





# 今日の歯磨きをAIで フィードバック

一回一回の歯磨きの記録を詳細に記録し、データベースに保管。スマホやパソコンからデータにアクセスすることが可能。歯医者と連携することでより精度の高いフィードバックが可能に

 Avg Duration

82.6 秒

 Avg Heltzh

24.6

 Avg Pressure

454.2

### AI Health Advice

#### ### ブラッシング時間のアドバイス

- 理想的なブラッシング時間は2分（120秒）です。
- 以下のセッションでは、ブラッシング時間が短いです：
  - セッションID 2（90秒）、ID 48（73秒）、ID 65（39秒）、ID 66（43秒）、ID 68（32秒）、ID 72（88秒）。これらのセッションでのブラッシング時間を伸ばしましょう。

#### ### 圧力のアドバイス

- 圧力が適切かどうかの直接的なデータはありませんが、`overpressure\_count`（圧力が強すぎる回数）を基にアドバイスします。
- 圧力が強すぎるセッション：
  - 特にセッションID 41（9回の過圧）、これは圧力をもう少し優しくする必要があります。歯茎を傷つけないよう、やさしく磨きましょう。



#### ### カバー率のアドバイス

- カバー率の具体的な数字はありませんが、特定の箇所（特に奥歯の内側や歯の裏側）を意識的に磨くことが重要です。


Mar 24, 2025	90.0 秒	50.0	1010.5
Mar 22, 2025	149.0 秒	74.0	1033.0
Mar 27, 2025	151.0 秒	47.0	1016.0
Mar 22, 2025	73.0 秒	64.0	1039.0
Mar 24, 2025	230.0 秒	49.0	1015.0
Mar 24, 2025	194.0 秒	58.0	1014.0
Mar 27, 2025	160.0 秒	40.0	1035.0



API Server



Iot device



Avg Duration  
82.6 秒

#### AI Health Advice

##### ### ブラッシング時間のアドバイス

- 理想的なブラッシング時間は2分（120秒）です。

- 以下のセッションでは、ブラッシング時間が短いです：

- セッションID 2（90秒）、ID 48（73秒）、ID 65（39秒）、ID 66（43秒）、ID 68（32秒）、ID 72（88秒）。これらのセッションでのブラッシング時間を伸ばしましょう。

##### ### 圧力のアドバイス

- 圧力が適切かどうかの直接的なデータはありませんが、`overpressure\_count`（圧力が強すぎる回数）を基にアドバイスをします。

- 圧力が強すぎるセッション：

- 特にセッションID 41（9回の過圧）、これは圧力をもう少し優しくする必要があります。歯茎を傷つけないよう、やさしく磨きましょう。

##### ### カバー率のアドバイス

- カバー率の具体的な数字はありませんが、特定の箇所（特に奥歯の内側や歯の裏側）を意識的に磨くことが重要です。

# TEETH JOCKER

歯磨きに中毒性を！

TEETH JOCKERは歯磨きという体験を  
作り替えます。歯磨きが嫌いな子供にも  
おすすめです

